

# ENOBENT MICRO

*Derítőszers*

## Tulajdonságok:

Az Enobent Micro, nátrium-aktivált, egyedi bentonit készítmény.  
A termék, különösen tiszta és speciálisan válogatott alapanyagból készül.  
Egyedi előállításának köszönhetően, kiemelkedő tisztító és fehérjestabilizáló hatása van. Kis mennyiségű, tömör üledéket képez. Extrém kevés adagolású bentonit por.  
Must és bor kezelésére egyaránt alkalmas.

	Derülés	Üledék	Polifenol csökkentés	Tisztulás	Szűrhetőség	Előkészítés	Szín javítás	Tisztaság
Enobent Micro	igen gyors	tömör	közepes	jó	igen jó	igen jó	jó	jó

## Alkalmazása:

Minden típusú bor és must kezelésére kiváló.  
Kifejezetten ajánljuk nehezen tisztuló, problémás, nehezen stabilizálható tételekhez.

## Adagolás:

Az optimális dózis meghatározása céljából ajánlott a kezelés előtti laboratóriumi vizsgálat,  
különös tekintettel a fehérjestabilitásra.  
Felhasználástól függően: 10-40 g/hl

## Használata:

Az Enobent Micro-t 1:15 arányban a kezelés előtt vízben, 6-10 órán keresztül, gyakori keverés mellett duzzasztjuk, majd a kapott gél oldatot folyamatos keverés mellett a kezelendő anyaghoz öntjük.